

## Használati utasítás

### Melegítő párna cseresznyemaggal - SJH 580,581

**Hatékonyág:** A párna cseresznyemaggal enyhíti a nyaki és ágyéki gerinc, nyak, váll, has, hát fájdalmát, ellazítja a merev izmokat, ízületeket, enyhíti a stresszt és a feszültséget. A cseresznyemagok tökéletesen alkalmazkodnak az emberi testhez, kiváló hőtároló képességgel rendelkeznek és tökéletesen felmelegítik a problémás területeket. Használja masszázst, rehabilitáció előtt vagy otthoni környezetben a fáradt testrészek rutinszerű ellazítására. A párnát a test minden olyan részén alkalmazhatja, ahol a hő kellemes és enyhítő hatású.

**Használati utasítás.** Helyezzen egy kis csésze félig töltött hideg vízzel a párna mellé, és melegítse 1 percig (500-750W) vagy 30 másodpercig (750W-1000W). Ha a párna nem melegszik fel eléggé, ismételje meg az eljárást. Hideg pakolásként is használható - helyezze a patkót egy műanyag zacskóba vagy tasakba, és hagyja hűlni. Félidőben állítsa le a melegítést, és rázza fel a zacskót, hogy a hő jobban eloszoljon. Ellenőrizze a hőmérsékletet, ahogy felmelegszik, a csuklójára vagy a könyökére helyezve. Ez egy természetes termék, és az első használatakor nedvesnek érezheti. Ne növelje az ajánlott melegítési időt. Használat előtt ellenőrizze a további kényelem érdekében. Tartsa távol a hőforrásoktól és a tűztől.

Ez a termék cseresznyemagot tartalmaz, és problémát okozhat azok számára, akik allergiásak a magokra. Terhesség esetén forduljon orvoshoz. A terméket melegítés közben felügyelnie kell.

**Figyelmeztetés:** óvatosan vegye ki a mikrohullámú sütőből.

Ne melegítse túl. Ne használja túlmelegített állapotban. Ne dobja ki, ha felmelegítette. Szobahőmérsékleten tárolja. Mosható 30 °C-on. Töltelék: 100% cseresznyemag, huzat: 100% pamut.