

## Használati útmutató

### **Hatékonyág:**

Hatékony vibrációs eszköz a lapockaizmok közötti terület, a fenék, a combok, a lábfejek, és a vádlik masszírozására. A masszázzsal elősegíti a vérkeringést és a szövetek szükséges tápanyagokkal való ellátását. Különösen értékelni fogja a kulcscsont területén végzett pihentető masszázst. Az ezen a területen végzett masszázs a boldogság érzését fogja kiváltani. Az ergonomikus fogantyú hozzájárul a hatékony kezeléshez és a hatékony masszázshoz.

### **Használati utasítás:**

Csomagolja ki a készüléket a csomagolásból. Csavarja le a masszázsfaj sapkáját, és helyezzen be 3 AAA elemet (nem tartozék). Ezután zárja be az elemfedelelet. Ahhoz, hogy a gomba működjön, gyakoroljon nyomást a masszírozott területre. Mindig az Ön számára kényelmes nyomást alkalmazza. A legjobb hatás elérése érdekében használja a masszírozót körülbelül 5 percre, naponta többször is használhatja.

### **Fokozott óvatossággal használja:**

Ne masszírozzon orvosi kezelési helyeket, hegeket, visszereket, stb. a masszázs segédeszközzel.... Használja normál szobahőmérsékleten, ne tegye fűtőttest közelébe vagy a napra. Soha ne merítse a készüléket vízbe, fennáll a veszélye a készülék károsodásának.

### **Termékápolás:**

Minden használat után vegye ki az elemeket a készülékből. A terméket nedves ruhával törölje le, anélkül, hogy szappanos vízbe áztatná. Az utasítások be nem tartása esetén a garanciális javításhoz vagy cseréhez való jog érvényét veszti.

Tápegység 3x AAA ceruzaelem (nem tartozék)