

DOMO

Fogkefe - elektromos



Használati útmutató

DOMO DO9233TB

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell

DO9233TB

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - Tanyaházakban., Panziókban.
 - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- A töltőállvány biztonsági okokból nem javítható. Sérült vagy nem működő töltőállványt tilos használni.
- A készülék újratölthető akkumulátorral működik. Első használat előtt egy teljes napig töltsze az akkumulátort.
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen töltsze fel az eszközt, majd hagyja teljesen lemerülni.

ALKATRÉSZEK

1. Kefefej
2. Be-,kikapcsoló gomb
3. Választó gomb
4. Töltést jelző fény
5. Beállítás jelző fény
6. Töltőállvány
- 7.



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és minden reklám matricát a készülékről mielőtt használja.
- A készülék újratölthető akkumulátorral működik. Első használat előtt egy teljes napig töltsse az akkumulátort.
- Öblítse el mindkét kefefejet mielőtt használja.

HASZNÁLAT

1. Győződjön meg, hogy a kézi egység teljesen fel van töltve.
2. Csatlakoztassa a kefefejet a kézi egységhez.
3. Alaposan öblögessen vízzel, és nedvesítse meg a kefefejet, mielőtt használja. Normális fogkrémet használhat. You can use normal toothpaste. A fröccsenés elkerülése érdekében helyezze a kefefejet a fogára, mielőtt bekapcsolná a fogkefét.
4. Majd kezdje el mozgatni a kefefejet a fogainak rágófelületén. Mozgassa a kefefejet a fogainak külső felületén, majd a belsőt. Ügyeljen arra, hogy a fogai és az ínye közti helyeket is mossa meg. Nem szükséges erősen nyomnia a készüléket. Klinikai tesztek kimutatták, hogy a legjobb tisztítási módszer a kefefej gyengéd mozgatása fogról fogra nyomás nélkül.
5. A lepedék eltávolításához legalább 2 percig mosson fogat. Ez az ajánlott fogmosási idő minden alkalommal. A fogkefén található egy időmérő. 30 másodperc múlva a készülék az ellenkező irányba kezd forogni, ezáltal jelzi, hogy már 30 másodperce mossa a fogát. Ez megismétlődik 1 perc és 1,5 perc múlva szintén. 2 perc leteltével a fogkefe kikapcsol. Amennyiben tovább szeretné folytatni a fogmosást, nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék további 2 percig ismét működik.
6. Alaposan öblögessen fogmosás után. A kefe formájának megváltozása használat után normális. Ez attól függ, Ön személyesen hogyan mossa a fogát. Ez nincs hatással a fogkefe hatékony működésére.

A készüléknek 3 beállítása van. A be-, kikapcsoló gomb alatti választógomb megnyomásával tudja kiválasztani a programot, a megfelelő fény felvillan:

- Tisztítás: a napi, alapos fogmosáshoz
- Érzékeny: finoman tisztítja a fogait, ez a legjobb mód az érzékeny fogak számára
- Masszázs: ez a fogmosási beállítás serkenti a véráramlást és segíti a gyulladt ínyek gyógyulását

Elem töltése

Az újratölthető akkumulátorok kapacitásának és élettartamának maximalizálása érdekében az elemeket az első használat előtt 24 órán keresztül teljesen fel kell tölteni, majd használat közben hagyni kell, hogy teljesen lemerüljenek. Majd töltsse fel ismét teljesen. A töltés/újratöltés minden hatodik hónapban esedékes.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról tisztítás előtt. Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- A kefefej optimális működésének fenntartása érdekében használat után néhány másodpercig öblítse le a kefefejet folyó víz alatt, bekapcsolt kézi egységgel.
- Tisztítsa meg a kézi egységet folyó víz alatt tartva. Szárítsa meg alaposan a kézi egységet. Tisztítás után helyezze vissza a kézi egységet a töltőállványba.
- Két-négy hetente áztassa fogsor tisztítóba a kefefejet, így tudja tisztán tartani (gyógyszertárban kapható).
- Ügyeljen arra, hogy a kefe hátulján lévő lyukak mindig szabadon maradjanak. Ha szükséges, távolítsa el az odaszáradt fogkrémet.

Az elem működése

Az elemek az elektromos energiát a cellákban tárolják, hogy szükség esetén újra felhasználhassák. Az élettartam növelése és az akkumulátorok kapacitásának fenntartása érdekében a következőket kell tennie:

- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort hosszú ideig ne érje közvetlen napfény vagy hő
- Soha ne dobja tűzbe az elemet
- Ezen utasítások be nem tartása károsíthatja az akkumulátort, amely bizonyos körülmények között akár fel is robbanhat
- Soha ne törje fel az akkumulátort. Nem tartalmaz semmit, ami karbantartást igényelne
- Kerülje a szennyeződést és a vezetőképes anyagokkal, például vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel való érintkezést
- Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt eredeti töltőt használja
- Az akkumulátort kicserélheti egy másik azonos típusú vagy a gyártó által ajánlott elemre
- Az elemek nem bomlanak le biológiailag. A használt elemeket mindig vigye egy gyűjtőhelyre.

